

# Анестезиологические маски QuadraLite™

## Поистине уникальная анестезиологическая лицевая маска

В отличие от традиционных лицевых масок, QuadraLite не имеет надувной манжеты. Инновационная техника литья позволила сочетать два идеально подходящих материала, чтобы создать лицевую маску анатомической формы с мягким ободом манжетой. Это обеспечивает комфортное прилегание с высокой степенью герметичности при минимальном давлении на прилегающие кожные покровы. Маска прозрачная, что позволяет видеть лицо пациента.

## Четыре размера для всех пациентов

Благодаря уникальной форме и конструктивным решениям, маска QuadraLite представлена только в четырех размерах вместо традиционных семи (см. стр. 140).



## Более экологичный и безопасный выбор

Маски QuadraLite изготовлены из полипропилена и термопластичного эластомера, не содержат поливинилхлорид и фталаты

## Анатомическая форма

Обеспечивает точную установку в сочетании с уменьшенным мертвым пространством

## Прозрачный корпус

Для лучшей видимости

## Эластичная манжета - обод

Комфортное, герметичное, атравматичное наложение на лица практически любой анатомии

## Цветовая маркировка размера

Для облегчения выбора. Соответствует общей гамме цветов изделий Intersurgical



Узнайте больше о Quadralite™

[www.intersurgical.com/info/quadralite](http://www.intersurgical.com/info/quadralite)

▶ Видеоматериалы можно посмотреть на сайте [www.intersurgical.com](http://www.intersurgical.com)

Код	Описание	Размер	Количество в коробке
7194000	Анестезиологическая маска QuadraLite, большая для взрослых, с зеленой манжетой и крепежным кольцом, 22F (заменяет традиционную маску размера 5–6)	4	35
7193000	Анестезиологическая маска QuadraLite, средняя для взрослых, с желтой манжетой и крепежным кольцом, 22F (заменяет традиционную маску размера 3–5)	3	35
7192000	Анестезиологическая маска QuadraLite, малая для взрослых и детей, с белой манжетой и крепежным кольцом, 22F (заменяет традиционную маску размера 2–3)	2	25
7191000	Анестезиологическая маска QuadraLite, для младенцев, с серой манжетой, 15M (заменяет традиционную маску размера 0–1)	1	30
7089000	Крепежное кольцо анестезиологической маски для QuadraLite и EcoMask™ с портом		150