


RingProtect™

Ретрактор/протектор раневой одноразовый

Безопасная ретракция, полноценная защита



PROVIDING SPECIALISTS WITH
INNOVATIVE
HEALTHCARE SOLUTIONS

WITH THE CENTRAL FOCUS ON
PATIENTS' SAFETY AND USERS' COMFORT



RingProtect™ - Ретрактор/протектор раневой одноразовый

RingProtect™ Ретрактор/протектор раневой одноразовый является отличным дизайнерским решением для ретракции хирургической раны во время операции, обнажая внутренние органы для оперирующего хирурга и помогая защитить рану от бактериального загрязнения и опухолевых клеток, что обеспечивает существенную экономию затрат. Круговая эластичная ретракция максимизирует рабочую зону для лучшей визуализации и увеличения раскрытия раны.

RingProtect™ Ретрактор /протектор раневой это идеальный выбор для всех абдоминальных операций, а также торакальных и кардиохирургии. Беспрепятственный и беспроблемный процесс перехода при смене конкурентного изделия на одноразовые ретракторы RingProtect™, производства Grena, не вызывает никаких клинических изменений и техники выполнения процедуры.

Кат №	Тип	Ø колец (ММ)	высота (ММ)	кол-во в уп.
0221-060070150	регулируемый	60 x 70	150	5
0221-080090150	регулируемый	80 x 90	150	5
0221-120130150	регулируемый	120 x 130	150	5
0221-150160150	регулируемый	150 x 160	150	5
0221-180190200	регулируемый	180x190	200	5
0221-180190250	регулируемый	180x190	250	5
0221-220230200	регулируемый	220x230	200	5
0221-220230250	регулируемый	220x230	250	5
0221-270280250	регулируемый	270 x 280	250	5
0221-320330250	регулируемый	320 x 330	250	5
0221-040030025NA	нерегулируемый	40 x 30	25	5
0221-040030035NA	нерегулируемый	40 x 30	35	5
0221-050040025NA	нерегулируемый	50 x 40	25	5
0221-050040035NA	нерегулируемый	50 x 40	35	5
0221-070070035NA	нерегулируемый	70 x 70	35	5

 **Grena Ltd.**
Grena Medical Devices Ltd.

1000 Great West Road, Brentford,
Middlesex. TW8, 9HH, UK

CUSTOMER SERVICE CENTER

NOTTINGHAM OFFICE, UK

☎ + 44 115 9704 800

☎ + 44 115 9704 800

✉ export@grena.co.uk

www.grena.co.uk

