

# Когда вам необходимо лучшее:



## Фиксатор эндотрахеальной трубки Dale Stabilock

Быстрый и простой способ обеспечить надежную фиксацию эндотрахеальной трубки, во избежание случайных смещений или экстубации. Адгезивная основа надежно фиксируется на пациенте, обеспечивая комфорт и полную атравматичность для кожного покрова, даже при длительном использовании.

- Материал повязки обеспечивает максимальный комфорт для пациента;
- Антиаллергенная адгезивная часть;
- Направляющая для трубки изготовлена из легкого и гибкого материала, что обеспечивает повышенную надежность фиксации.



Код изделия	Размер	Количество в упаковке
H84102701	Для трубок размера 7.0 - 10.0 мм	10
H84102731	Адгезивная основа Dale Stabilock	10

## Фиксатор трахеостомической трубки Dale®

Разработан специально для надежной сохранности положения трахеостомической трубки и минимизации возможных смещений. Надежная фиксация, исключающая произвольные смещения, позволяет избежать образования трахеальных свищей, стеноза трахеи и гранулёмы дыхательных путей.

- Исключает возможность возникновения раздражений кожного покрова, вызываемых иными распространенными средствами фиксации;
- Уникальный водонепроницаемый материал так же минимизирует риски раздражения кожного покрова при длительном использовании;
- Эластичная часть повязки позволяет кашлять без риска смещения трубки и не создает давление при отеке, обеспечивая хорошую фиксацию;
- Быстрая и надежная фиксация;
- Не содержит латекса.

Код изделия	Размер	Количество в упаковке
H84102401	Взрослый	Dale 240 Blue® 10
H84102411	Детский	Dale 241 Pediprints® (до 46 см) 10
H84102421	Неонатальный	Dale 242 Pediprints® (до 23 см) 10
H84102431	Дополнительный фиксатор	Использовать с 240 Blue® для большого размера 10



## АСЕ - Универсальный соединитель для назогастральных зондов

Полностью герметичная система позволяет проводить иригацию, санацию, организовывать подачу питания и медикаментов без какого либо риска проникновения внутрибольничной инфекции.

- Клапан закрытия обеспечивает герметичность системы;
- Совместим с любыми типами назогастральных зондов;
- Удобное силиконовое соединение для подачи энтерального питания;
- Самогерметизирующийся порт для шприца Жане.



Код изделия	Размер	Количество в упаковке
-------------	--------	-----------------------

H84104751	Один размер для всех	50
-----------	----------------------	----

*\*Устройство создано специально чтобы исключить любые ошибочные подключения.  
Не совместимо с соединениями Luer.*

## Фиксатор назогастральных зондов

Идеально подходит для фиксации любых типов назогастральных зондов.


- Антиаллергенный и безопасный для кожи пациента;
- Надежная фиксация при одновременно легком удалении ;
- Уникальные двойные фиксирующие полоски.



Код изделия	Размер	Количество в упаковке
-------------	--------	-----------------------

H84101601	Взрослый	50
-----------	----------	----


H84101611	Детский	50
-----------	---------	----



## Фиксатор урологических катетров

Фиксатор урологических катетров от Dale идеально подходит для надежной фиксации даже в тех случаях когда катетер находится в вертикальном положении, например при уродинамическом мониторинге.

- Антиаллергенный и безопасный для кожи пациента;
- Уникальные двойные фиксирующие полоски;
- Идеально подходит для всех пациентов мужского пола.




Код изделия	Размер	Количество в упаковке
-------------	--------	-----------------------

H84104901	Один размер для всех	50
-----------	----------------------	----

## Hold-n-place - Фиксаторы катетера Фоллея

Фиксаторы катетера Фоллея серии Hold-n-place надежно предохраняют пациента от болезненного смещения или самопроизвольного удаления катетра, при этом сохраняя мобильность пациента и не нанося никакого вреда кожному покрову. Все фиксаторы катетеров Фоллея данной серии имеют уникальный запатентованный зажим обеспечивающий надежную фиксацию катетера снижая риск возникновения эрозии уретры, спазмов и травм мочевого пузыря.

- Фиксирующая повязка изготовлена из мягкого растягивающегося материала равномерно распределяющего давление по всей окружности повязки, что в значительной мере минимизирует периферическое давление и идеально подходит для длительного использования;
- Адгезивный фиксатор с антиаллергенной клейкой основой замечательно подходит для использования в краткосрочных периодах;
- Все фиксаторы данной серии крайне просты в использовании и могут устанавливаться на пациента в течении считанных секунд;
- Фиксаторы могут использоваться с любыми производимыми катетерами Фоллея.



Код изделия	Размер	Количество в упаковке
H84103161	Обхват 50 см	10
H84103301	Обхват 140 см	10
H84101501	Адгезивный фиксатор, один размер для всех	50

## Фиксаторы конечностей Dale®

Позволяет надежно зафиксировать запястье при катетеризации периферических сосудов и лучевой артерии.

- Гибкая металлическая пластина позволяет придать фиксатору необходимую форму;
- Фиксации сделаны из мягких материалов для комфортных ощущений пациента;
- МРТ совместимы.




Код изделия	Размер	Количество в упаковке
H84106501	Большой - взрослый, 23смx12см	10
H84106511	Средний - взрослый, 14смx8см	10
H84106521	Детский, 11смx4см	10
H84106531	Неонатальный, 11смx2.5см	10

## Фиксаторы трансдюсерных систем Dale®

Позволяет надежно зафиксировать на конечности пациента до трех трансдюсерных систем одновременно.

- Сделаны из мягких материалов для комфортных ощущений пациента;
- Повышает удобство и безопасность при транспортировке с гемодинамическими катетерами;
- Позволяет одновременно зафиксировать до трех трансдюсеров и в значительной мере упростить манипуляции с пациентом.



Код изделия	Размер	Количество в упаковке
H84106201	Один размер для всех	10

## Постоперационные бандажи Dale® с фиксацией дренажных систем EasyGrip™

Уникальные постоперационные бандажи содействующие скорейшему восстановлению легочных функций после полосных абдоминальных хирургических вмешательств, на ряду со стимуляцией больного к скорейшему возврату активности. Доступны в размерах: до 239 см. в окружности и 37,5 см. по высоте.

- Уникальный растягивающийся материал обеспечивает идеальное, равномерное давление по всей площади покрытия бандажа;
- Фиксирующая лента обеспечивает надежную фиксацию дренажных систем;
- Обеспечивает более скорое возвращение к мобильности и снижает затруднения возврата к сидячему положению;
- Новый фиксатор EasyGrip способен надежно удерживать дренажные емкости объемом до 100 мл., для более четкого мониторинга постоперационного состояния.

Код изделия	Размер	Количество в упаковке
H84104101	76-114 см/высота 23 см	1
H84104111	117-157 см/высота 23 см	1
H84104181	152-191 см/высота 23 см	1
H84108101	76-114 см/высота 30,5 см	1
H84108111	117-157 см/высота 30,5 см	1
H84108181	152-191 см/высота 30,5 см	1
H84108201	183-239 см/высота 30,5 см	1
H84109201	183-239 см/высота 37,5 см	1



## Постоперационный бюстгалтер Dale®

Поддержка и компрессия – то в чем незамедлительно нуждаются все пациентки, перенесшие операции на груди. Мягкий, хорошо вентилируемый, растягивающийся материал, позволяет справляться с отечностью без наложения бандажей и раздражения чувствительных тканей.

- Удобная передняя застежка на липучке позволяет пациенткам легко, самостоятельно, одевать и снимать бюстгалтер;
- Может использоваться как средство фиксации постоперационных принадлежностей без дополнительных адгезивных средств фиксации;
- Рекомендовано к использованию после широкого спектра хирургических вмешательств: мастэктомии, лампэктомии, биопсии, тонкоигольной аспирации, уменьшения или увеличения груди, изменения формы, подтяжки, а так же радиационного облучения.

Код изделия	Размер	Количество в упаковке
H84107021	M - 86-92 см (чашка B-D)	1
H84107031	L - 92-97 см (чашка B-D)	1
H84107041	XL - 97-112 см (чашка B-D)	1
H84107051	XXL - 117-137 см (чашка C-E)	1



## Фиксаторы назальных повязок Dale®

Отлично заменяет лейкопластырь или иные адгезивные средства фиксации марлевых повязок после процедур ринопластики, септопластики, пазуховой хирургии носа, при травмах лица и носовых кровотечениях. Выполненные из мягкого материала, данные фиксаторы позволяют обеспечить надежность фиксации и повышенный комфорт пациента.

- Мягкий влаготталкивающий материал обеспечивает повышенный комфорт;
- Пластиковая вставка по центру не впитывает выделения;
- Легко устанавливается и удаляется, делая процедуру быстрой и безболезненной для пациента.

Код изделия	Размер	Количество в упаковке
H84106001	Один размер для всех	10

